



GUÍA DE INICIO RÁPIDO: PARCHES PARA EL CUERPO

1. Prepare el dispositivo.



Inserte 2 pilas alcalinas AAA.



Enchufe bien el cable en la parte superior del dispositivo.

AVISOS IMPORTANTES:

- Revise los parches antes de usarlos. No use parches viejos, secos, sin adherencia o sin conducción.
- Siempre limpie la superficie de la piel antes del uso.
- Si siente que los parches están secos y siente una ligera picazón, cambie los parches por un par nuevo para reducir las probabilidades de tener irritación en la piel.
- Después de cada uso, siempre vuelva a pegar los parches en la película protectora. Cambie los parches con regularidad.
- Cambie los parches si tienen daños de cualquier tipo, por ejemplo, si el cable no está bien asegurado o si el parche está doblado.
- Incluso si se usa correctamente, puede ocasionar irritación de la piel o una reacción alérgica. Deje de usar el dispositivo. Aplicar una crema para la piel a base de aloe puede ayudar. Si la irritación de la piel no desaparece después de unos días, comuníquese con su médico.

2. Prepare los parches para el cuerpo.



Quite la película transparente antes de adherir los parches al cuerpo. NOTA: Vuelva a colocar la película transparente en los parches después del uso.



Los parches se secan con el uso. Rocíe un poco de agua o gel en ambos parches y en la piel antes de usarlos. NOTA: Si los parches están secos, o perdieron adherencia o conducción, cámbielos antes de usarlos.



Coloque 2 parches que compartan cable en el cuerpo. Para ver cómo colocar los parches, consulte gráfico de ubicación de los parches

3. Comience el uso.



Gire el disco de intensidad hasta que haga clic para encender el dispositivo. Aumente lentamente la intensidad hasta que los músculos se contraigan y se relajen.



Para cambiar el modo o la duración, presione el botón correspondiente. Para continuar el uso después de que se termine el tiempo programado, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.

Para pedir parches de repuesto, comuníquese con A3D:



Teléfono: 22 327 1630
Email: a3d@a3d.cl

f A3D Chile @a3d.cl A3D Chile @a3d.cl

Cinturón con acción triple para la espalda



GRÁFICO DE UBICACIÓN DE LOS PARCHES PARA EL CUERPO



Molestias de cabeza, de cuello y de hombros

(debe acostarse de espaldas con una almohada o un almohadón cervical cilíndrico que le sirva de apoyo para el cuello.)



Codo de golfista



Codo de tenista



Molestias de hombro



Molestias de muñeca



Molestias de mano



Molestias de cadera



Molestia lumbar



Molestias relacionado con el nervio ciático



Distensión de muslo



Molestias de pierna



Molestias de rodilla



Molestias de espinilla



Calambres en la pantorrilla



Molestias de tobillo

- Coloque los parches sobre piel limpia, seca y sana. No use los parches sobre piel seca ni en manchas, sarpullidos ni heridas abiertas, tampoco si tiene disfunciones cutáneas.
- Coloque los parches cerca o alrededor de la zona dolorida a una distancia de alrededor de 2,5 centímetros. No permita que los parches se toquen unos con otros. Coloque el par de parches en el mismo músculo. Asegúrese de que haya una trayectoria lineal entre los 2 parches.
- No comparta los parches con otra persona. No use parches viejos que haya usado otra persona; cámbielos.
- No use alcohol ni ninguna otra sustancia en la piel o el parche.
- Siempre asegúrese de que la piel no esté seca y de que los parches estén húmedos y pegajosos. Si los parches están viejos, están secos o no son tan adhesivos o conductores, reemplácelos por nuevos antes de usar el equipo. Cambie los parches y no los use si experimenta una sensación incómoda de hormigueo. Si no lo hace, puede tener irritaciones en la piel.
- Incluso si se usa correctamente, puede ocasionar irritación de la piel o una reacción alérgica. Si tiene enrojecimiento o picazón, interrumpa su uso. Aplicar una crema para la piel a base de aloe puede ayudar. Si la irritación de la piel no desaparece después de unos días, comuníquese con su médico.
- Siempre lea y siga las instrucciones del manual del propietario para hacer un buen uso del dispositivo y de los parches.
- El incumplimiento de estas pautas puede ocasionar resultados y experiencias que no son óptimos, como por ejemplo, irritación de la piel y reacciones alérgicas.